


Wb用Anti-Cbx7ポリクローナル抗体 - O95931

商品番号: CM0022903



前書き

ヒトCBX7を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBアプリケーションで検証済み。28kDaのバンドを
検出します。ポリコム群媒介性転写抑制およびがん
エピジェネティクスの研究に最適です。ヒトと交差反
応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBX7 Rabbit pAb
備考/別名	CBX7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23492
GeneID	23492
免疫原	ヒトCBX7 (NP_783640.1) のアミノ酸162-251に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	O95931
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋