


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cbx8 ポリクローナル抗体 - Q9Hc52

商品番号: CM0030228



前書き

CBX8 (Chromobox protein homolog 8) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAアプリケーション用。ヒト、マウス、ラットで検証済み。組換え免疫原。クロマチンおよびエピジェネティクス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBX8 ウサギ pAb
備考/別名	PC3; RCI; CBX8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57332
遺伝子ID	57332
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCBX8 (NP_065700.1) のアミノ酸80-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HC52
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ