

Anti-Ccar1ポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - Q8Ix12

商品番号: CM0027569

前書き

ヒトCCAR1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のCCAR1を検出します。アポトーシス、細胞周期、およびがん経路の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCAR1 Rabbit pAb
備考/別名	CCAR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55749
GeneID	55749
免疫原	ヒトCCAR1 (NP_060707.2) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IX12
タンパク質分子量	133kDa
配送	アイスバッグ