

ウエスタンブロット、免疫沈降、Elisa用 抗Ccar1ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ix12

商品番号: CM0015914

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロット、免疫沈降、ELISA用に検証済みのCCAR1ウサギポリクローナル抗体。CCAR1は、細胞周期進行とがんに関与する転写コレギュレーターおよびアポトーシス調節因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCAR1 ウサギ pAb
備考/別名	CCAR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55749
GeneID	55749
免疫原	ヒトCCAR1 (NP_060707.2) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IX12
タンパク質分子量	133kDa
輸送	アイスバッグ