

Wb、Ihc-PおよびElisa用抗Ccar2ウサギポリクローナル抗体 - Q8N163

商品番号: CM0026957



前書き

CCAR2ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのCCAR2（DBC1）と反応します。ウェスタンブロットティング、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。組換え免疫原を使用しています。アポトーシス、転写調節、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCAR2 Rabbit pAb
別名	DBC1; DBC-1; NET35; p30DBC; p30 DBC; KIAA1967; CCAR2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57805
遺伝子ID	57805
免疫原	ヒトCCAR2 (NP_066997.3) のアミノ酸654～923に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N163
タンパク質分子量	103kDa
輸送方法	保冷剤