

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Ccbl1 ポリクローナル抗体 - Q16773

商品番号: CM0029080



前書き

CCBL1 (Kynurenine--oxoglutarate transaminase 1) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。トリプトファン代謝およびシステイン結合β-リアーゼの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCBL1 Rabbit pAb
備考/別名	GTK; KATI; KATI; CCBL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	883
GeneID	883
免疫原	ヒトCCBL1 (NP_001116144.1) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16773
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ