


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Ccdc124ポリクローナル抗体 - Q96Ct7

商品番号: CM0017235



前書き

ヒトCCDC124（リボソーム休眠および細胞質分裂制御因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期および翻訳研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCDC124 Rabbit pAb
備考/別名	Lso2; oxsl; CCDC124
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	115098
遺伝子ID	115098
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCCDC124 (NP_612451.1) のアミノ酸1-223に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96CT7
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ