


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Ccdc124 ポリクローナル抗体 - Q96Ct7

商品番号: CM0013863



前書き

CCDC124 (Lso2、oxs1) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IHC-P、ELISAで検証済み。標的はリボソーム休眠と細胞質分裂に関与。分子量26kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCDC124 ウサギ pAb
備考/別名	Lso2; oxs1; CCDC124
種	ヒト
GeneID	115098
免疫原	ヒトCCDC124 (NP_612451.1) のアミノ酸1-223に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96CT7
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ