

Wb、Elisa用 Anti-Ccdc137 ポリクローナル抗体 - Q6Pk04

商品番号: CM0023106

前書き

CCDC137 ウサギ pAbは、ヒトのコイルドコイルドメイン含有タンパク質137を標的とするポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISA用に検証済みです。染色体関連タンパク質相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCDC137 ウサギ pAb
備考/別名	RaRF, CCDC137
種	ヒト
GeneID (ヒト)	339230
GeneID	339230
免疫原	ヒトCCDC137 (NP_954981.1) のアミノ酸213-288に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6PK04
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ