


Anti-Ccdc47ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q96A33

商品番号: CM0014503



前書き

PAT/MPT複合体の重要なサブユニットであるCCDC47に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。小胞体タンパク質の挿入およびカルシウム恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCDC47 Rabbit pAb
備考/別名	THNS; GK001; MSTP041; CCDC47
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57003
GeneID	57003
免疫原	ヒトCCDC47 (NP_064583.2) のアミノ224-483に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96A33
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスパック