

Anti-Ccdc50 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q8Ivm0

商品番号: CM0018992



前書き

CamelBioのCCDC50 Rabbit

pAbは、WBおよびELISAで検証されたポリクローナル抗体であり、ヒト、マウス、ラットのCCDC50（YMER）を認識します。EGFRシグナル伝達および細胞質タンパク質相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCDC50 Rabbit pAb
備考/別名	YMER, C3orf6, DFNA44, CCDC50
種	ヒト
GeneID (ヒト)	152137
免疫原	ヒトCCDC50 (NP_777568.1) のアミノ酸10-147に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IVM0
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスパック