

Anti-Ccdc6ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q16204

商品番号: CM0023735

前書き

ヒトCCDC6を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。腫瘍学および細胞生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCDC6 Rabbit pAb
備考/別名	H4; PTC; TPC; PTC1; TST1; D10S170; CCDC6
種	ヒト
GeneID	8030 (Human)
免疫原	ヒトCCDC6（NP_005427.2）のアミノ酸55-222に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16204
タンパク質分子量	53kDa
配送	氷袋