

## 抗Ccdc61ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用）- Q9Y6R9

商品番号: CM0018695



### 前書き

ヒト検体におけるウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのCCDC61に対するウサギポリクローナル抗体です。中心体タンパク質研究、中心小体結合、微小管固定の研究ツールとしてご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 製品名       | CCDC61 Rabbit pAb                                                     |
| 備考/別名     | VFL3; hVFL3; CCDC61                                                   |
| 対象種       | ヒト                                                                    |
| 遺伝子ID（ヒト） | 729440                                                                |
| 遺伝子ID     | 729440                                                                |
| 免疫原       | 組換えタンパク質 ヒトCCDC61 (NP_001073871.1)のアミノ酸352-531に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。 |
| 起源        | ウサギ                                                                   |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                                             |
| 適用途       | WB、ELISA                                                              |
| 交差反応性     | ヒト                                                                    |
| SWISS     | Q9Y6R9                                                                |
| タンパク質分子量  | 57kDa                                                                 |
| 発送方法      | 氷袋                                                                    |