

Anti-Ccdc88A (Girdin) ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q3V6T2

商品番号: CM0022035



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証された高品質なanti-CCDC88A (Girdin)

ポリクローナル抗体。ヒトCCDC88A/Girdin (UniProt Q3V6T2)

を標的とします。細胞移動、EGFRシグナル伝達、および細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCDC88A Rabbit pAb
備考/別名	APE; GIV; GRDN; PEHO; HkRP1; PEHOL; GIRDIN; KIAA1212; CCDC88A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55704
GeneID	55704
免疫原	ヒトCCDC88A (NP_001129069.1) のアミノ酸1571-1870に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q3V6T2
タンパク質分子量	216kDa
配送	氷袋