

Wb、Elisa用抗Ccdc92ウサギポリクローナル抗体 - Q53Hc0

商品番号: CM0030663

前書き

ヒトCCDC92を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。CCDC92は自然免疫に関与し、エボラウイルスの複製を阻害します。研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCDC92 ウサギpAb
備考/別名	CCDC92
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80212
遺伝子ID	80212
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q53HC0
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤