


WbおよびElisa用 抗Cckウサギポリクローナル抗体 - P06307

商品番号: CM0019942



前書き

ヒトCCKに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。胆嚢収縮、膵酵素放出、および胃酸分泌の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCK Rabbit pAb
備考/別名	CCK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	885
GeneID	885
免疫原	ヒトCCK (NP_000720.1) のアミノ酸21-115に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P06307
タンパク質分子量	13kDa
配送	アイスバッグ