

WbおよびElisa用Anti-Cckar (Cck1-R) ウサギポリクローナル抗体 - P32238

商品番号: CM0022558



前書き

WBおよびELISA用CCKARウサギポリクローナル抗体。ヒトCCKARを検出し、マウスとも交差反応します。摂食、胆嚢収縮、およびシグナル伝達におけるコレシストキニン受容体A型の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCKARウサギpAb
備考／別名	CCK-A; CCK1R; CCKRA; CCK1-R; CCKAR
生物種	ヒト
遺伝子ID	886 (ヒト)
免疫原	ヒトCCKARのアミノ酸100～200に相当する合成ペプチド (NP_000721.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P32238
タンパク質分子量	48 kDa
輸送条件	保冷剤