

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Cckbr ウサギポリクローナル抗体 - P32239

商品番号: CM0025809



前書き

ヒトCCKBR（GASR/CCK-B/CCK2R）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを認識します。WBおよびELISAで検証済み。ガストリン/CCKシグナル伝達、神経生物学、癌研究に最適です。 - P32239

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCKBR ウサギ pAb
備考/別名	GASR; CCK-B; CCK2R; CCKBR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	887
GeneID	887
免疫原	ヒトCCKBR（NP_795344.1）のアミノ酸240-335に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32239
タンパク質分子量	48kDa
輸送	氷袋