


Wb、Elisa用抗Ccl1（I-309）ウサギポリクローナル抗体 - P22362

商品番号: CM0013319



前書き

CamelBioは、WBおよびELISA用の抗ヒトCCL1（I-309）ウサギポリクローナル抗体を提供しています。このケモカインはCCR8を介して単球を誘引し、炎症および免疫応答の研究における重要なツールとして機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL1 ウサギpAb
備考／別名	P500, SISE, TCA3, I-309, SCYA1, CCL1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6346
GeneID	6346
免疫原	ヒトCCL1（NP_002972.1）のアミノ酸24～96に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P22362
タンパク質分子量	11kDa
輸送	保冷バッグ