

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ccl17モノクローナル抗体 - Q92583

商品番号: CM0010335



前書き

ヒトCCL17（TARC、SCYA17）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み（ラットとの交差反応性あり）。Th2媒介性炎症、アレルギー、およびケモカインシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CCL17 Rabbit mAb
備考/別名	TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6361
遺伝子ID	6361
免疫原	ヒトCCL17（NP_002978.1）のアミノ酸24-94に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q92583
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスパック