

Wb、Elisa用 抗Ccl17 ウサギポリクローナル抗体 - Q92583

商品番号: CM0027897



前書き

ヒトC-

Cモチーフケモカイン17（CCL17、TARC）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応します。ケモカインおよび炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL17 ウサギ pAb
備考/別名	TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3; CCL17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6361
GeneID	6361
免疫原	ヒトCCL17（NP_002978.1）のアミノ酸24-94に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92583
タンパク質分子量	11kDa
輸送	保冷バッグ