


Wb、If-P、Elisa用 抗Ccl19ポリクローナル抗体 - Q99731

商品番号: CM0020077



前書き

CamelBioは、WB、IF-P、ELISAでバリデーションされたウサギポリクローナル抗CCL19抗体を提供します。ヒト、マウス、ラットのCCL19を認識し、T/B細胞の trafficking や炎症研究における重要なケモカインです - Q99731。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL19 Rabbit pAb
備考/別名	ELC; CKb11; MIP3B; MIP-3b; SCYA19; CCL19
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6363
GeneID	6363
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCCL19 (NP_006265.1) のアミノ酸22-95に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99731
タンパク質分子量	11kDa
配送	氷袋