

Ihc-P、Elisa用 抗Ccl22ウサギポリクローナル抗体 - O00626

商品番号: CM0024371

前書き

CamelBioは、IHC-PおよびELISAでバリデーションされたCCL22ウサギポリクローナル抗体（O00626）を提供します。ヒトCCL22（MDC）を検出し、ラットとの交差反応性があります。免疫細胞の遊走や炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL22 Rabbit pAb
備考/別名	MDC; ABCD-1; SCYA22; STCP-1; DC/B-CK; A-152E5.1; CCL22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6367
GeneID	6367
免疫原	ヒトCCL22（NP_002981.2）のアミノ酸25-93に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O00626
タンパク質分子量	11kDa
配送	氷袋