

Wb & Elisa用 Anti-Ccl27 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y4X3

商品番号: CM0027191



前書き

ヒトCCL27 (CTACK)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。組換え免疫原 (aa 25-

112)。Tリンパ球ホーミング研究に最適です。13 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL27 Rabbit pAb
備考/別名	ALP, ILC, CTAK, CTACK, PESKY, ESKINE, SCYA27, CCL27
種	ヒト
遺伝子ID	10850
免疫原	ヒトCCL27 (NP_006655.1) のアミノ酸25-112に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y4X3
タンパク質分子量	13kDa
配送	アイスバッグ