


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Ccl28ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nrj3

商品番号: CM0026974



前書き

ヒトCCL28ケモカインを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのCCL28を検出します。T細胞および好酸球の走化性に関与。粘膜免疫研究における研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL28 ウサギ pAb
備考/別名	MEC; CCK1; SCYA28; CCL28
種	ヒト
GeneID	56477
免疫原	ヒトCCL28 (NP_683513.1) のアミノ酸20-127に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRJ3
タンパク質分子量	14kDa
輸送	氷袋