

Wb・Elisa対応 抗Ccl2/Mcp-1ポリクローナル抗体 - P13500

商品番号: CM0024651



前書き

ヒトCCL2/MCP-

1に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。標的は炎症やアテローム性動脈硬化に関与する単球走化性因子であり、ケモカイン研究やIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL2/MCP-1 ウサギpAb
別名	HC11; MCAF; MCP1; MCP-1; SCYA2; GDCF-2; SMC-CF; HSMCR30; CCL2/MCP-1
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6347
遺伝子ID	6347
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCCL2/MCP-1 (NP_002973.1) のアミノ酸22-99番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13500
タンパク質分子量	11kDa
輸送方法	保冷剤