

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Ccl3 (Mip-1-アルファ)

ウサギポリクローナル抗体 - P10147

商品番号: CM0029669



前書き

ヒトCCL3 (MIP-1-アルファ、SCYA3)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。炎症、ケモカイン、HIV抑制因子の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL3 ウサギ pAb
備考/別名	MIPIA; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-アルファ; CCL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6348
免疫原	ヒトCCL3 (NP_002974.1) のアミノ酸23-92に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10147
タンパク質分子量	10kDa
発送	保冷剤