


Wb、Elisa用 抗Ccl3ウサギポリクローナル抗体 - P10147

商品番号: CM0029283



前書き

ヒトCCL3（MIP-1- α ）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAアプリケーションで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。炎症およびHIV研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL3 ウサギ pAb
備考/別名	MIP1A; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1- α ; CCL3
種特異性	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6348
遺伝子ID	6348
免疫原	ヒトCCL3（NP_002974.1）のアミノ酸24-92に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10147
タンパク質分子量	10kDa
発送	保冷バッグ