

Wb、Elisa用 抗Ccl3L1 ウサギポリクローナル抗体 - P16619

商品番号: CM0029383

前書き

ヒトC-Cモチーフケモカイン3様1（CCL3L1、SWISS P16619）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。走化性、HIV阻害、炎症性疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL3L1 ウサギ pAb
備考/別名	LD78; 464.2; MIP1AP; SCYA3L; GOS19-2; SCYA3L1; D17S1718; LD78BETA; LD78-beta(1-70); CCL3L1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6349
遺伝子ID	6349
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16619
タンパク質分子量	10kDa
発送	保冷バッグ