

抗Ccl4ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P14097

商品番号: CM0021492

前書き

マウスのWBおよびELISAで検証済みのCCL4 (MIP-1-beta)
ウサギポリクローナル抗体。炎症や走化性に関与する
10
kDaの分泌型ケモカインを認識します。免疫検出研究
に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL4 ウサギpAb
備考/別名	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
種	マウス
GeneID (ヒト)	6351
GeneID	20303
免疫原	組換えタンパク質 マウスCCL4のアミノ酸24-92に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_038680.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P14097
タンパク質重量	10kDa
配送	アイスパック