

Anti-Ccl4/Mip-1B モノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P14097

商品番号: CM0005212

前書き

マウスCCL4/MIP-

1 β (P14097) に対する高品質ウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。炎症研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL4/MIP-1 β ウサギmAb
別名	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
由来種	マウス
GeneID (ヒト)	6351
GeneID	20303
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14097
タンパク質分子量	10 kDa
輸送方法	保冷剤同梱