

Wb、Elisa用 抗Ccl5 ポリクローナル抗体 - P50231

商品番号: CM0020509

前書き

ラットCCL5（C-
Cモチーフケモカイン5、RANTES）に対するウサギポ
リクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ケ
モカインシグナル伝達および炎症反応研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL5 ウサギ pAb
備考/別名	C-Cモチーフケモカイン5
種	ラット
ヒト遺伝子ID	6352
遺伝子ID	81780
免疫原	ラットCCL5（AAA96499.1）のアミノ酸29-52に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P50231
タンパク質分子量	10kDa
発送	保冷バッグ