

Wb、If-P、Elisa用抗Ccl5/Rantesポリクローナル抗体 - P13501

商品番号: CM0016605



前書き

ヒトCCL5/RANTESを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-

P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。ケモカイン研究およびHIV阻害研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL5/RANTES Rabbit pAb
備考/別名	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6352
GeneID	6352
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCCL5/RANTES (NP_002976.2) のアミノ酸24-91に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13501
タンパク質分子量	10kDa
配送	アイスパック