

Anti-Ccl5/Rantes ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P13501

商品番号: CM0026521



前書き

ヒトCCL5/RANTESタンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに対応。組換え免疫原（aa 1-91）で検証済み。ケモカイン、HIV、および炎症研究に使用してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL5/RANTES ウサギ pAb
備考/別名	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6352
GeneID	6352
免疫原	ヒトCCL5/RANTES (NP_002976.2) のアミノ酸1-91に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13501
タンパク質分子量	10kDa
配送	アイスバッグ