


Ihc-PおよびElisa用 抗Ccl8 ウサギポリクローナル抗体 - P80075

商品番号: CM0029436



前書き

ヒトCCL8（MCP-2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-PおよびELISAに適しています。単球走化性や炎症に関与する11kDaのケモカインである、ヒトおよびマウスのCCL8を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL8 ウサギ pAb
備考/別名	HC14; MCP2; MCP-2; SCYA8; SCYA10; CCL8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6355
GeneID	6355
免疫原	ヒトCCL8（NP_005614.2）のアミノ酸1-99に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P80075
タンパク質分子量	11kDa
輸送	保冷バッグ