


Anti-Ccl8/Mcp-2 Rabbit Polyclonal Antibody For Western Blot - P80075

商品番号: CM0021107



前書き

ヒトCCL8/MCP-

2を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットに適しています。単球、リンパ球、好酸球を誘引する11kDaの走化性サイトカインを検出します。研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL8/MCP-2 Rabbit pAb
備考/別名	CCL8; HC14; MCP-2; MCP2; SCYA10; SCYA8; C-C motif chemokine 8; CCL8/MCP-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6355
GeneID	6355
免疫原	ヒトCCL8/MCP-2 (NP_005614.2) のアミノ酸24-99に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	P80075
タンパク質分子量	11kDa
配送	氷袋