

WbおよびElisa用抗Ccnb1Ip1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Npc3

商品番号: CM0019169



前書き

ヒトCCNB1IP1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。減数分裂の交叉、細胞周期調節、ユビキチンリガーゼ活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCNB1IP1 Rabbit pAb
別名	HEI10; C14orf18; CCNB1IP1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57820
遺伝子ID	57820
免疫原	合成ペプチド：ヒトCCNB1IP1 (NP_878269.1) のアミノ酸1〜50番目の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NPC3
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	保冷剤