


Wb、Elisa用 抗Ccr2/Ckr2 モノクローナル抗体 - P41597

商品番号: CM0007080



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗CCR2/CKR2 ウサギモノクローナル抗体。単球走化性およびHIV侵入を媒介するケモカイン受容体であるヒト、マウス、ラットのCCR2を検出します。免疫学およびウイルス学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCR2/CKR2 ウサギ mAb
備考/別名	CCR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CKR-2; CCR2/CKR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	729230
GeneID	729230
免疫原	合成ペプチド ヒトCCR2/CKR2 (P41597)のアミノ酸1-100に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41597
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷バッグ