

Anti-Ccr3 Rabbit Polyclonal Antibody (Ckr3/Cd193) For Wb, Ihc-P, Elisa - P51677

商品番号: CM0020237



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用に検証された高品質なウサギ抗CCR3ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCCR3と反応します。組換え免疫原を使用；約41kDaのバンドを検出します。免疫学および感染症研究におけるケモカイン受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCR3 Rabbit pAb
備考/別名	CKR3; CD193; CKR 3; CMKBR3; C C CKR3; CC-CKR-3; CCR3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1232
GeneID	1232
免疫原	ヒト CCR3 (NP_001828.1) のアミノ酸146-226以内の配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51677
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ