


If-PおよびElisa用 抗Ccr5 ウサギポリクローナル抗体 - P51681

商品番号: CM0022605



前書き

ヒトCCR5に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、免疫蛍光法およびELISAに適しています。マウスCCR5も検出します。炎症、免疫細胞遊走、HIV侵入に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CCR5 ウサギ pAb
備考/別名	CKR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCCCKR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1234
免疫原	ヒトCCR5 (NP_000570.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P51681
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ