

Wb、If/Icc、If-P、Elisa用Anti-Ccr5ウサギポリクローナル抗体 - P51681

商品番号: CM0023018



前書き

WB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済みのAnti-CCR5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCCR5を検出します。ケモカインシグナル伝達、HIV侵入、および炎症性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCR5 Rabbit pAb
備考/別名	CKR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCCR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1234
GeneID	1234
免疫原	ヒト CCR5 (NP_000570.1) のアミノ酸246-345内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51681
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ