

WbおよびElisa用抗Ccr6ポリクローナル抗体 - P51684

商品番号: CM0022718



前書き

ヒトCCR6（G-
Cケモカイン受容体6型）に対する高品質なウサギポリ
クローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで
検証済み。免疫細胞の走化性、炎症、粘膜免疫の研究
に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCR6ウサギpAb
備考／別名	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6; CCR6
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1235
GeneID	1235
免疫原	ヒトCCR6（NP_004358.2）のアミノ酸300からC末端までの配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P51684
タンパク質分子量	42kDa
配送	保冷バッグ