

抗Ccr6/Cd196ウサギモノクローナル抗体（Fc、Elisa） - O54689

商品番号: CM0005624

前書き

マウスCCR6/CD196に対する組換えウサギモノクローナル抗体、フローサイトメトリーおよびELISA用。炎症性および自己免疫疾患モデルにおけるケモカイン受容体シグナル伝達、T細胞トラフィックキング、粘膜免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCR6/CD196 ウサギ mAb
備考/別名	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
種	マウス
ヒト遺伝子ID	1235
遺伝子ID	12458
免疫原	マウスCCR6/CD196 (NP_033965.1) のアミノ酸2-38に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O54689
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ