


Wb、Elisa用抗Ccr7ウサギモノクローナル抗体 - P32248

商品番号: CM0002336



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質抗CCR7（CD197）ウサギモノクローナル抗体です。リンパ球遊走に重要なケモカイン受容体であるヒト、マウス、ラットのCCR7と反応します。免疫学および細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCR7 ウサギmAb
別名	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7; CCR7
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1236
GeneID	1236
免疫原	合成ペプチド。ヒトCCR7（P32248）のアミノ酸1～100番目の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32248
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷剤