


抗Ccr7ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P32248

商品番号: CM0015503



前書き

CCR7ウサギpAbは、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのCCR7（C-
Cケモカイン受容体7型）を認識し、予測分子量は43kDaです。免疫学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCR7 ウサギpAb
備考/別名	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7; CCR7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1236
免疫原	ヒトCCR7のアミノ酸330-372に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001829.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32248
タンパク質重量	43kDa
配送	アイスバッグ