


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ccr8ウサギモノクローナル抗体 - P51685

商品番号: CM0005249



前書き

ヒトCCR8を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。免疫学および炎症研究におけるケモカイン受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCR8 ウサギ mAb
備考/別名	CY6; TER1; CCR-8; CKRL1; CDw198; CMKBR8; GPRCY6; CMKBRL2; CC-CKR-8; CCR8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1237
GeneID	1237
免疫原	ヒトCCR8 (P51685) のアミノ酸250-355に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51685
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	保冷バッグ