


Wb、Elisa用抗Ccr9ウサギモノクローナル抗体 - P51686

商品番号: CM0010037



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みの抗CCR9ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCCR9（42kDa）と反応します。ケモカイン受容体およびHIV-1コレセプター研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCR9ウサギmAb
備考／別名	GPR28; CDw199; GPR-9-6; CC-CKR-9; CCR9
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10803
遺伝子ID	10803
免疫原	合成ペプチド：ヒトCCR9（NP_112477.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51686
タンパク質分子量	42kDa
配送	保冷バッグ