


Wb、Elisa用抗Ccr9ウサギポリクローナル抗体 - P51686

商品番号: CM0013353



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、免疫細胞の遊走における重要なメディエーターであるC-Cケモカイン受容体9型（CCR9）を標的とします。WBおよびELISAで検証されており、ヒト、マウス、ラットのCCR9を認識するため、免疫学およびHIV研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCR9 Rabbit pAb
備考/別名	GPR28; CDw199; GPR-9-6; CC-CKR-9; CCR9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10803
遺伝子ID	10803
免疫原	ヒト CCR9 (NP_112477.1) のアミノ酸300～369内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51686
タンパク質分子量	42kDa
配送	保冷バッグ