


抗Cct3ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途） - P49368

商品番号: CM0029026



前書き

CCT3ウサギポリクローナル抗体はWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。アクチン、チューブリンの折りたたみおよび繊毛形成に関与するTRiCシャペロニンサブユニットであるヒト、マウス、ラットのCCT3を検出します。シャペロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCT3 Rabbit pAb
別名	CCTG; PIG48; TRIC5; CCT-gamma; TCP-1-gamma; CCT3
対象種	ヒト
遺伝子ID	7203 (ヒト)
免疫原	ヒトCCT3 (NP_005989.3) のアミノ酸1-300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49368
タンパク質分子量	61kDa
発送方法	保冷剤