


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cct4ポリクローナル抗体 - P50991

商品番号: CM0027398



前書き

CCT4ウサギpAbは、ヒトCCT4を標的とし、マウスおよびラットへの交差反応性を持つ、WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのポリクローナル抗体です。タンパク質フォールディング、テロメア維持、および繊毛形成におけるシャペロニン機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCT4ウサギpAb
備考/別名	SRB; Cctd; CCT-DELTA; CCT4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10575
GeneID	10575
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCCT4 (NP_006421.2) のアミノ酸130-390に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50991
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷剤